

Casualty Immobilization System

傷病者固定システム

傷病者の固定搬送の背景 / 目的 / 機器

現場においてスパインボードで負傷者を固定するのは：

「これ以上の損傷を与えない」そしてまず脊柱と周辺の安定を図り痛みを除去し心身ともに安定を図り救急施設へ安全に搬送することである (Spine Immobilization: Prehospital to Final Destination, by Daniel G. Kang, MD, and Ronald A. Lehman, Jr., MD: Journal of Surgical Orthopaedic 20(1):2-7, 2011)

NAR スパインボードII (ストラップ装着ピン付)



製品番号 : NAR5021
サイズ : 約 183x40.6x4.5cm
重量 : 約 6.35kg
耐荷重 : 約 499kg
浮力 : 約 113kg
素材 : HDPE(高密度ポリエチレン)
カラー : クロ
・ボード表面は滑りにくく、
清掃や消毒が簡単
・小児固定用の slot(溝) が4つ

NAR スパインボード




製品番号 : NAR5013
サイズ : 約 183x40.6x4.5cm
重量 : 約 6.35kg
耐荷重 : 約 499kg
浮力 : 約 113kg
素材 : HDPE(高密度ポリエチレン)
カラー : Od グリーン
・ボード表面は滑りにくく、
清掃や消毒が簡単
・小児固定用の slot(溝) が4つ

NAR ストラップ



製品番号 : NAR5027,5029
サイズ : 約 12.7x5cm
重量 : 約 227,332g
バックル : メタル
留め具 : ベルクロ、クリップ
カラー : クロ

NAR バックボードストラップシステム



製品番号 : NAR5031
サイズ : 約 42x10x1.5cm (折畳み時)
重量 : 約 480g
カラー : クロ

NAR ヘッドイモビライザー



製品番号 : NAR5020
サイズ : 約 25.4x40.6x14.6cm
重量 : 約 980g
素材 : ウレタンパッド、
ベルクロストラップ
カラー : クロ



NAR カラー ACE



製品番号 : NAR5010
サイズ : 約 17x52x1.9cm
重量 : 約 147g
ネックサイズ : 16 通り調整可
カラー : Od グリーン

NAR 救出ベスト



製品番号 : NAR5022
サイズ : 約 81.3x28x16.5cm
重量 : 約 4.1kg
耐荷重 : 227kg
カラー : クロ



NORTH AMERICAN RESCUE®

ノースアメリカンレスキュー社(米国・サウスカロライナ州)

輸入発売：

アコードインターナショナル株式会社

151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752


e-mail: Accord@accord-intl.com <http://www.Accord-INTL.com>



Casualty Immobilization System


傷病者固定システム

System A




スパインボード II	(NAR5021) 1
ストラップ	(NAR5029) 3
ヘッドイモビライザー	(NAR5020) 1

System B



スパインボード II	(NAR5021) 1
ストラップ	(NAR5029) 3
ヘッドイモビライザー	(NAR5020) 1
カラ-ACE	(NAR5010) 1

System C



スパインボード II	(NAR5021) 1
ストラップ	(NAR5029) 3
ヘッドイモビライザー	(NAR5020) 1
カラ-ACE	(NAR5010) 1
救出ゲスト	(NAR5022) 1

System D



スパインボード	(NAR5013) 1
ストラップ	(NAR5027) 3

System E



スパインボード	(NAR5013) 1
ストラップシステム	(NAR5027) 1
ヘッドイモビライザー	(NAR5020) 1
カラ-ACE	(NAR5010) 1

